

骨盤底筋トレーニングシステム

製品販売中:オープン価格

便秘・便失禁でお悩みの方へ

こんな悩みはありませんか？



外出先でトイレを探るのが大変



何をしても排便が気になる



漏れとそれによる臭いの不安と心配



旅行やお出かけが楽しめない
友人に気付かれたくない



お腹が張ってる～

これ一台で便秘と便失禁の改善&予防

スマホで筋力確認




特許出願中



センサー部

カバー




製品写真

- ① 着衣のまま
システムを椅子に置いて座る
- ② スマホで筋肉の動きを確認しながら
肛門をしめる・ゆるめる

らくに楽しくスキマ時間でトレーニングができます

本製品の共同開発パートナー



推奨しています

指導・評価




えさか駅前にしごり
おなかとおしりのクリニック (大阪)
院長 錦織 英知 氏


本製品の優位性

項目	従来製品	本製品
筋力測定方法	肛門内挿入	着衣のまま椅子に座る
製品の扱い	医療機器	ヘルスケア製品
使用場所	病院	自宅

怒責と収縮の反応比較データ例



トップセンサーとサイドセンサー
2つのセンサーの情報から正しい
運動が来ているかどうかの
判別をアシストします。



「怒責動作」と「収縮動作」を各3回
ずつ正しくずつ行ったときの波形

基本仕様

項目	内容
サイズ	320mm × 240mm × 75mm (本体、補助具含む)
センサータイプ	ひずみ式個 (肛門の上下を測定)
体重制限	100kg
バッテリー寿命	1回の充電による稼働時間 約5時間
通信手段	Bluetooth®5.0準拠
付属品	NI-MH単4充電電池2個、充電器1個
使用端末	アンドロイド10以降
オプション	タブレット (13,000円/税別)

健康寿命をおしりから支えます！

お問い合わせ

製品販売元

TMS

株式会社 T O L I M S
〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡2-4-23
TEL: 019-601-8157 Web: <https://tolims.co.jp/>
E-mail: info@tolims.co.jp

製品製造元

IDEAL
Ideas.Actions.NewLife!

株式会社 I D E A L
〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡2-4-23
TEL: 019-656-0320
Web: <https://www.kk-ideal.co.jp/>